



Phonation mains libres

La Provox® FreeHands HME® combine un échangeur de chaleur et d'humidité (HME) avec une valve automatique simple d'utilisation, qui permet aux patients de parler sans fermeture manuelle du trachéostome. Elle intègre de nombreuses fonctionnalités facilitant son utilisation et ne requiert qu'un minimum de manipulation et d'entretien.

Le Provox Freehands HME permet aux utilisateurs de prothèses phonatoires de bénéficier de tous les avantages d'un HME combinés à une phonation mains libres.

Provox® FreeHands HME®

La Provox FreeHands HME est généralement utilisée avec un support autoadhérent Provox XtraBase, mais peut également être fixée à n'importe quel autre support Provox Adhesive ou à une canule Provox LaryTube avec anneau (elle-même maintenue par un support). Chaque détail de la Provox FreeHands HME a été **élaboré dans un souci de discrétion maximale** : taille réduite, couleur transparente et ouvertures latérales (permettant de recouvrir le dispositif d'un vêtement).

Au besoin, l'utilisateur peut activer ou désactiver la fonction phonatoire automatique en faisant tourner la Provox FreeHands HME, qui restera en place.

Pour répondre aux besoins de chaque utilisateur, la Provox FreeHands HME est fournie avec trois membranes faciles à remplacer présentant des résistances à la fermeture différentes.

Le clinicien doit adapter le système à l'utilisateur, en choisissant une membrane appropriée et en vérifiant le réglage correct de la valve de toux.

Un conteneur de nettoyage spécifique facilite l'entretien de la valve réutilisable.

Les cassettes FreeHands HME sont spécialement conçues pour s'adapter à la valve Free-Hands (boîtier) ou au HME Cap (capuchon) et diffèrent des cassettes HME classiques.

Attention : Ne pas utiliser les cassettes FreeHands HME séparément !



Provox® FreeHands HME®

Informations pour la commande	Quantité	RÉF.
Provox FreeHands HME (trousse de départ)		7710
Provox FreeHands HME Cassette	20 unités	7712
Provox FreeHands Speech Valve Membrane (membrane de valve phonatoire), light (point blanc) (inclut 1 unité 7719)	1 unité	7713
Provox FreeHands Speech Valve Membrane, medium (point bleu) (inclut 1 unité 7719)	1 unité	7714
Provox FreeHands Speech Valve Membrane, strong (point vert) (inclut 1 unité 7719)	1 unité	7715
Provox FreeHands Cleaning and Storage Box (boîte de rangement et de nettoyage)	1 unité	7718
Provox FreeHands HME Adjustment Kit (trousse de réglage) (1 tournevis de sécurité et 1 pince pour remplacement de membranes)		7719
Provox FreeHands HME Replacement Device (dispositif de remplacement) (boîtier de valve uniquement)		7722
Provox FreeHands HME Replacement Device (Valve avec membrane light)		7716
Provox FreeHands HME Replacement Device (Valve avec membrane medium)		7717
Provox FreeHands HME Replacement Device (Valve avec membrane strong)		7721



Le Provox® FreeHands HME® Starter Kit contient :

- 1 valve (boîtier) avec membrane medium (point bleu)
- 5 FreeHands HME Cassettes (7712)
- 2 Provox XtraBase (7265)
- 1 Adjustment Kit (7719)
- 1 Speech Valve Membrane, light (point blanc) (7713)
- 1 Speech Valve Membrane, strong (point vert) (7715)
- 1 Cleaning and Storage Box (7718)
- 5 lingettes Skin-Prep (59420425)

Informations pour la commande	RÉF.
Provox FreeHands HME Starter Kit	7710
Contient tous les éléments indiqués ci-dessus.	