

Casque rigide LED

MedLED®
LIGHTING



Bienvenue dans l'univers Chrome® Medled

La nouvelle technologie sans fil en consultation ou au bloc opératoire

- ▶ L'écart est comblé entre la puissance du Xénon et l'efficacité des LED. **Chrome** est la plus lumineuse des lampes frontales chirurgicales à LED permettant de fournir une puissance portable durant une journée entière.
- ▶ Le design sans fil MedLED® permet une liberté totale de mouvement. En choisissant parmi deux modules de lumières amovibles, **le casque LED** peut être adapté pour effectuer n'importe quel type d'intervention chirurgicale, même dans les cavités profondes extrêmement exigeantes où une forte luminosité est impérative.



- ▶ Libérez-vous des fils grâce à la technologie brevetée d'échange des batteries, qui offre une durée d'utilisation optimale.



- ▶ Un système de casque breveté totalement intégré et équilibré dont on oublie même la présence.



MC3 Chrome®

- Consultation ORL
- Médecine orale et maxillo-faciale
- Médecine peropératoire
- Médecine esthétique et plastique
- Médecine gynécologique et obstétrique

MC6 Chrome®


- Chirurgie ORL
- Chirurgie orale et maxillo-faciale
- Chirurgie plastique, esthétique et réparatrice
- Neurochirurgie
- Chirurgie générale
- Chirurgie vasculaire
- Chirurgie gynécologique et obstétrique

medLED® **CHROME**
TRULY CORDLESS™


COLLIN
Au service de la spécialité ORL

Caractéristiques techniques


 **Diamètre du faisceau**
Millimètres



 **Autonomie batterie**
Heures



 **Luminosité**
LUX



Confort



Modularité



Longévité

Exemple de kit hôpital



MC3 Chrome®

Casque	Lampe frontale	Kit hôpital	Référence
Casque rigide Vis de réglage tour de tête	100,000 LUX	LED, 6 batteries, 2 chargeurs USB, chargeur 4 batteries, loupes 2D+ et mallette	MC3HTHK




MC6 Chrome®


Casque	Lampe frontale	Kit hôpital	Référence
Casque rigide Vis de réglage tour de tête	200,000 LUX	LED, 6 batteries, 2 chargeurs USB, chargeur 4 batteries, loupes 2D+ et mallette	MC6HTHK

Accessoires

Désignation	Compatibilité	Référence
Batteries		
Jeu de batteries (2 pièces)	Chrome	M690004
Chargeurs		
Prise murale et câble USB (US/EU/UK/AU)	MC3 - MC6	M90106
Chargeur 4 batteries et câble USB (US/EU/UK/AU)	MC3 - MC6	M90203
Grossissement (dioptrie, grossissement, distance de travail)		
+2.0D (augmentation de 40%, distance 250 mm)	MC3	M90301
+2.5D (augmentation de 50%, distance 235 mm)	MC3	M90302
+2.0D (augmentation de 40%, distance 250 mm)	MC6	M90321
+2.5D (augmentation de 50%, distance 235 mm)	MC6	M90322




Chrome



Prise murale

Chargeur 4 batteries



Loupe petit clip MC3



Loupe grand clip Chrome MC6



 RIVERPOINT MEDICAL


www.collinmedical.fr

3, rue de Robinson - CS 20016 - 92227 Bagneux Cedex
Tél. : +33 1 49 08 08 88 - Fax : +33 1 49 08 08 89
info@collinmedical.fr